


ALIGN™ tworzy połączenie

- To połączenie między badaniami a wdrożeniem
- Łączy zdobyte nauki i dobre efekty
- ALIGN™ – podcewkowa taśma opracowana i zaprojektowana z perspektywy lekarza i jego pacjenta

System wsparcia cewkowego ALIGN™ i system przezczasłonowego wsparcia cewkowego ALIGN™ TO są wyrobami firmy BARD, w których intuicję i pomysłowość połączono z innowacyjnością i badaniami, aby uzyskać parametry, procedury i możliwości służące zarówno lekarzom, jak i pacjentom.

Align Retropubic

- Udoskonalony układ osłony w systemie Align™, z intuicyjnymi, wciskanymi bezpiecznymi złączami taśmy
- Podwójny układ rurek w kolorze zielonym poprawia widoczność w trakcie cystoskopii
- Zakładka na środku taśmy z funkcją łatwego zdejmowania zapewnia dokładniejsze, kontrolowane umieszczenie implantu
- Rękojeść z mechanizmem zwalnającym
- Sterylny, jednorazowy zestaw z dwiema wyprofilowanymi igłami o grubości 3 mm
- Minimalnie inwazyjny system operacji taśmowej wykorzystujący podejście załonowe (od dołu) w obrębie tzw. strefy bezpieczeństwa w celu podcewkowej implantacji samomocującej się, luźno tkanej monofilamentowej siatki polipropylenowej
- Taśmę przeprowadza się od nacięcia pochwy w kierunku załonowym



System osłony ALIGN™



Instrumentarium zestawu Align Retropubic

- Prowadniki załonowe i nadłonowe z mocnymi niskoprofilowymi igłami 3 mm
- Wbudowany sztuczny horyzont pomagający w ukierunkowaniu wprowadzenia igły
- Uchwyty narzędzi wyprofilowane dla ludzkiej dłoni
- Ergonomiczne wgłębienia na palec ze strukturalnymi, wyczuwanymi uchwytami