



## **ALIGN™** tworzy połączenie

- To połączenie między badaniami a wdrożeniem
- Łączy zdobyte nauki i dobre efekty
- ALIGN™ – podcewkowa taśma opracowana i zaprojektowana z perspektywy lekarza i jego pacjenta

System wsparcia cewkowego ALIGN™ i system przezczasłonowego wsparcia cewkowego ALIGN™ TO są wyrobami firmy BARD, w których intuicję i pomysłowość połączono z innowacyjnością i badaniami, aby uzyskać parametry, procedury i możliwości służące zarówno lekarzom, jak i pacjentom.

## Instrumentarium zestawu Align Halo

- Igła helikalna o grubości 3 mm, która szybko i łatwo obraca się w tkance dzięki innowacyjnej krzywiznie o wielu promieniach
- Wyjątkowa krzywizna S, która lepiej dostosowuje się do indywidualnej anatomii pacjentki – wielofunkcyjna, ułatwiająca wyprowadzenie końcówki igły z ciała
- Igła operująca w jednej płaszczyźnie, wyposażona w kulistą końcówkę, przeznaczoną specjalnie do umieszczania taśmy podcewkowej
- Niskoprofilowe igły systemu ALIGN™ ułatwiają wprowadzenie i przeprowadzenie przez tkankę – to precyzja, która oznacza lepszą kontrolę
- Technika implantacji taśmy powięziowej wykorzystuje dostęp przez otwór zasłonowy, prowadząc igły w bezpiecznej odległości od kanału obturatora z ominięciem przestrzeni załonowej, co zmniejsza ryzyko uszkodzenia pęcherza moczowego

Ryc. 01 Igły o małej średnicy – tylko 3 mm

Ryc. 02 Ergonomiczny uchwyt z mechanizmem zwalnającym

Ryc. 03 „Sztuczny horyzont“ ułatwia kontrolę wzrokową i ustalenie kierunku

